

ASAHI Caravel MC



ASAHI Caravel MC

For daily use

Characteristics

Flexible tip

■ 高度屈曲部や蛇行血管へのスムーズな追従が可能となり、通過性能が向上

Low profile shaft

■ 0.48mm (1.4Fr) ~ 0.62mm (1.9Fr) の先端プロファイルにより、高い末梢到達性を発揮
■ 併用デバイスの制限を緩和


Ideal balanced shaft

■ 独自のブレードフォーミング技術によって、優れた柔軟性と高い内腔保持性能の両立

Hydrophilic coating

■ 親水性コーティングによる滑り性の向上

Structure & ordering information



※150cm: プロテクター部に「150」と印字がされております。

Product	Catalog No.	Outer diameter			Inner diameter		Usable length	Recommended GW
		Tip	Distal shaft	Proximal shaft	Tip	Shaft		
ASAHI Caravel MC	CRV135-19M	0.48mm (1.4Fr)	0.62mm (1.9Fr)	0.85mm (2.6Fr)	0.40mm (0.016inch)	0.55mm (0.022inch)	135cm	0.36mm (0.014inch)
	CRV150-19M	0.48mm (1.4Fr)	0.62mm (1.9Fr)	0.85mm (2.6Fr)	0.40mm (0.016inch)	0.55mm (0.022inch)	150cm	0.36mm (0.014inch)

※回転操作を伴う設計にはなっておりません。回転操作は行わないでください。

販売名: カラベル マイクロカテーテル
医療機器承認番号: 22700BZX00325000
特定保険医療材料機能区分: 血管造影用マイクロカテーテル オーバーザワイヤー 選択的アプローチ型 ブレードあり
※在庫状況は担当営業にお問い合わせください。

© 2017 ASAHI INTECC CO., LTD.
「ASAHI」及び「Caravel」は朝日インテック株式会社の日本国及びその他の国における商標又は登録商標です。

販売元

ASAHI INTECC J-sales

朝日インテックJセールス株式会社

〒108-0075 東京都港区港南2-3-13 品川フロントビル5階

TEL: 03-6433-3100 FAX: 03-5715-4700

注文受付FAX: 0570-000-675

<http://www.asahi-intecc.com/>

製造販売元

ASAHI INTECC

朝日インテック株式会社

〒489-0071 愛知県瀬戸市暁町3番地100

TEL: 0561-48-5551 FAX: 0561-48-5552

<http://www.asahi-intecc.co.jp/>