


Vascular Intervention // Coronary  
Covered Coronary Stent System

PK Papyrus

SOS

# PK パピルス®

その一秒を削り出すファーストエイド



シングルStentデザイン



5F 適応




優れた通過性



# PK パピルス®

外観像 (3.0mm径)



仕様	Stent
Stentカバー素材	ポリウレタン不織布
Stentストラット厚	φ 2.5 - 3.0 mm: 60 μm (0.0024"); φ 3.5 - 4.0 mm: 80 μm (0.0031")
Stent素材	コバルトクロム合金 (L-605) with proBIO® (Amorphous Silicon Carbide) coating
最大拡張径	φ 2.5 - 3.0 mm: 3.50 mm; φ 3.5 - 4.0 mm: 4.65 mm
<b>デリバリーシステム</b>	
適合ガイドワイヤー径	0.014"
カテーテル長	140 cm
適合ガイディングカテーテル径	φ 2.5 - 4.0 mm: 5F (min. I.D.* 0.056")
規定圧	φ 2.5 - 3.5 mm: 8 atm
最大拡張圧	φ 2.5 - 4.0 mm: 16 atm

\*I.D. = 内径

オーダー情報	Stent	Stent長 (mm)	
	φ (mm)	15	20
	2.5	369380	369386
	3.0	369381	369387
	3.5	369382	369388

PK Papyrus and proBIO are trademarks or registered trademarks of the BIOTRONIK Group of Companies.

販売名: PK パピルス カバードコナリースtentシステム  
 一般的名称: 冠動脈用stentグラフト  
 承認番号: 30200BZX00072000



販売業者  
 朝日インテックJセールス株式会社  
 〒108-0075  
 東京都港区港南2-3-13 品川フロントビル5階  
 Tel. 03-6433-3100 Fax. 03-5715-4700  
 注文受付FAX: 0570-000-675  
<http://www.asahi-inteccj.com/>

製造販売業者  
 バイオトロニックジャパン株式会社  
 〒150-0013  
 東京都渋谷区恵比寿1-19-19 恵比寿ビジネスタワー  
 Tel. 03-3473-7471 Fax. 03-3473-7472

外国製造業者  
 BIOTRONIK AG

© 2020 BIOTRONIK AG - All rights reserved.  
 Specifications are subject to modification, revision and improvement.

製品の詳細に関しては、製品添付の医療機器添付文書をご確認いただくか、弊社営業までお問い合わせください。



**BIOTRONIK**  
 excellence for life